

МЕДИНА БИО

ЛИДЕР В ДОСТАВКАТА НА ДЕНТАЛНИ ИМПЛАНТИ В БЪЛГАРИЯ

Медина Био ООД (www.medina-bio.com) е българска компания основана през 2006 г. със специализация във внос и дистрибуция на дентални импланти и биоматериали. Фирмата е ексклузивен представител за България на израелския производител на импланти Alpha Bio Tec (www.alpha-bio.net) и италианския производител на костозаместители и перикардни колагенови мембрани UBGEN (www.ubgen.com).

Медина Био работи с клиенти в цяла България и има собствени търговски представителства в градовете: София, Пловдив, Варна, Бургас и Габрово.

Мисията ни е чрез партньорство с денталните лекари да помогнем на пациентите, които са загубили естествените си зъби, да възстановят своята дъвкателна функция и самочувствие.

Визията ни за изпълнение на фирмената мисия е да помагаме на денталните лекари в професионален и личен план да постигнат плановете си, развивайки успешно своята дентална практика като цяло и имплантологичната си дейност в частност.

В работата си ние се ръководим от ясни **фирмени ценности**: нормални човешки взаимоотношения с клиенти и доставчици, основани на взаимно уважение и зачитане на правото на лично мнение; коректна търговска работа, организирана на принципа: „Повече за повече“; открита комуникация и впитане на забавление и добро настроение в ежедневната дейност.

ЗАЩО ДА РАБОТИТЕ С МЕДИНА БИО И ПРОДУКТИТЕ, КОИТО ПРЕДЛАГАМЕ?

Медина Био предлага **уникална комбинация от продукти, услуги и отношение!**

Импланти, аксесоари и инструменти Alpha-Bio Tec:

- интелигентен съвременен дизайн на продукти и инструменти с акцент върху лесното използване и постигане на устойчиви отлични клинични резултати (функция и естетика);
- безкомпромисно качество на продуктите (имплантите са с доживотна гаранция, независимо от причината за необходимост от замяна);
- пълна гама импланти - агресивни (конични)/пасивни (цилиндрични); вътрешен хексагон/конична връзка с абатмънт; диаметър от 3.2 до 6 мм и дължини от 6 до 16 мм (варират в зависимост от фамилията импланти);
- **импланти с хидрофилна повърхност**, която създава оптимални условия за протичане на оздравителния процес и натоварване с окончателна конструкция след 60 дни;
- пълна гама протетични решения - циментирани/винтово фиксирани конструкции; единични/многочастови възстановявания; решения за лети и CAD/CAM конструкции;
- продукти и услуги за реализиране на изцяло цифров протокол на работа с използване на хирургични водачи;
- онлайн и присъствени обучения за начинаещи и напреднали.

Костозаместители, перикардни мембрани и хиалуронова киселина UBGEN

- костозаместителите и мембраните на UBGEN са разработени специално за орална хирургия;

- производителят оказва пълен непрекъснат контрол над целия процес за добиване на суровина само от италиански доставчици - избор на порода животни, качества на пасищата и местообитанието, сертифицирана клиника за добив на изходните суровини;
- за обработка на костта UBGEN използва собствен патентован нискотемпературен процес Thermagen®, който осигурява: **избягване на т.нар. керамизация на повърхността**, която се получава при висока температура (керамизацията е нежелана, защото води до ниска първична адсорбция, крехка структура и по-дълъг период на ремоделиране на костта), **запазване на микрограпавините по повърхността на костта** (за разлика от заличаването им при висока температура), което подобрява и ускорява оздравителния процес и формирането на нова кост чрез улеснена адхезия на клетките към материала;
- UBGEN използва за изработка на перикардни колагенови мембрани собствен патентован процес Pericross® за кръстосване на колагеновите влакна, което осигурява много ниска степен на фрагментация в сравнение с обикновените колагенови мембрани т.е. бариерната функция се запазва много по-дълго време.

UBGEN предлага голямо разнообразие от изделия, което дава възможност на лекарите прецизно да изберат точно този продукт, който да помогне за най-успешно реализиране на плана за лечение в конкретния клиничен случай.

Костозаместители

- гранули, блокове и готов за прилагане микс в спринцовка;
- два вида смес гранули – само спонгиоза (за бързо възстановяване на кавитети) и микс от спонгиоза + кортикалис (за изграждане и поддържане на обем);
- различни размери на гранулите - 0,25-1 mm или 1-2 mm;
- различни варианти на опаковките с гранули - 0.25, 0.5, 1, 2 и 5 гр.

Перикардни колагенови мембрани

- бавно (3-6 месеца) и бързо (4-5 седмици) резорбируеми мембрани;
- три различни размера - 15x20 mm , 30x25 mm, 50x30 mm;
- три различни дебелини – 0.2, 0.4 и 0.8 mm;

Хиалуронова киселина, разработена и сертифицирана специално за дентална употреба.

Услуги и начин на работа, които осигурява Медина Био:

- постоянни наличности от всички обичайно използвани продукти;
- гъвкаво персонализирано отношение според ритъма на работа и нуждите от продукти на конкретния клиент вкл. индивидуални пакетни оферти с преференциални цени;
- организиране на консултации и дискусии с колеги-имплантолози, които имат задълбочени познания и опит по дадена тема - както на етап планиране на случай, така и по време на изпълнението на хирургичния и протетичен етапи;
- организиране на групови или индивидуални обучения – както медицински, така и за управление на бизнеса на дентална практика;
- експресна доставка, когато това е необходимо;
- поддържане на общност от професионалисти, които обичат работата си, помагат си взаимно и умеят да се забавляват заедно.

Ако имате въпроси или нужда от по-детайлна информация, не се колебайте да се свържете с нас!

Д-р Иван Дошков, управител